


STYLE

LA TOUCHE FINALE.

Avec son élégant cadre en fibre de carbone, le Q50 R Carbon attire tous les regards. Alors pourquoi ne pas faire encore plus sensation avec des enjoliveurs de couleur - 5 coloris au choix, quel sera le vôtre ?



Scannez le QR code avec l'appareil photo de votre téléphone pour une configuration en ligne.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions Totales (Longueur/Largeur/Hauteur)	923 mm / 570 mm / 928 mm
Dimensions Pliées (Longueur/Largeur/Hauteur)	370 mm / 570 mm / 767 mm
Profondeur d'assise	420 mm
Largeur d'assise	440 mm
Hauteur de Dossier	464 mm
Franchissement Maximal	40 mm
Autonomie Maximale (ISO 7176-4)	12 km (24 km avec batterie additionnelle)
Poids (sans batterie)	14.5 kg
Poids d'une Batterie	1.4 kg
Poids Maximal Utilisateur	136 kg
Roues Motrices	8"
Roues Directrices	6.5"
Pente Maximale Sécurité	6°
Rayon de Giration	800 mm
Vitesse Maximale	6 km/h
Batterie	24V, 10Ah Lithium-Ion
Électronique	Curtiss Wright nVR2 Brushless Controller
Moteur	250W - Moteur sans charbon
Transport à vide (ex: voiture ou avion)	Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule
Usage et Environnement	Pour personnes à mobilité réduite, usage intérieur et extérieur. Fauteuil roulant de classe A

Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. Veuillez lire votre manuel d'utilisation pour connaître les instructions d'utilisation en toute sécurité et les directives d'entretien. Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions d'utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d'utilisation.

Fabricant: Zhejiang Innuovo Rehabilitation, Devices Co. Ltd, No. 1896 Industry Road, Hengdian Movie Zone, Dongyang, Zhejiang, China.
Dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, Innuovo se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Cependant, toute modification des informations fournies aux utilisateurs actuels doit être clairement communiquée si elle est critique pour la sécurité. Toutes les caractéristiques et options ne sont pas compatibles avec toutes les configurations. Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent être modifiées.

