



La brassière

- ▶ Constituée d'une ceinture et de bretelles, la brassière de sécurité permet de prévenir le risque de chute au fauteuil. Le tissu assure un appui confortable au niveau des épaules et la sangle abdominale apporte un bon maintien du buste.
- ▶ Elle est recommandée pour les personnes agitées.

Brassière de sécurité



Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20 % polyester


Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 100% polypropylène

Boucles : 100% nylon



Compatible avec fauteuil coquille



		Taille 1*	Taille 2*	Taille 3*
RÉFÉRENCE	a = 18 cm	07.1340	07.1345	07.1350
	a = 10 cm	07.1440	07.4345	07.1450
	b	78	98	98
	c	200	240	380
	d	35	35	35
	e	50	50	100

Le harnais

- ▶ Il évite l'affaissement thoracique avec un minimum de maintien pour permettre au patient de garder son autonomie.
- ▶ Il est recommandée pour les personnes agitées.

Harnais Classique



Composition


Néoprène : caoutchouc chloroprène

Tissu : 60% nylon - 40% polyester

Bandes auto-agrippantes : 100% nylon

Sangles : 100% polypropylène

Boucles : 100% acétal



	Taille UNIQUE*
RÉFÉRENCE	07.1775
a	155
B	68
C	14
D	20