



La ceinture pelvienne

- ▶ Elle limite les mouvements vers l'avant et la mise en position debout.
- ▶ Elle a pour but d'éviter les chutes.

Ceinture pelvienne Classique



Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Tissu : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20 % polyester



	Taille 1*	Taille 2*	Taille 3*
RÉFÉRENCE	07.1661	07.1666	07.1671
a	18	18	18
b	125	145	175
c	20	20	20
d	90	100	100

Ceinture pelvienne Ergostyl




Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Tissu : 100% polyester

Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20 % polyester



	Taille 1*	Taille 2*	Taille 3*	Taille 4*
RÉFÉRENCE	07.70100	07.70110	07.70120	07.70130
a	10	10	10	10
b	60	75	87	105
c	190	200	260	290
d	50	55	55	60
e	115	115	150	150