



Maintien PELVIEN

La sangle pelvienne

- ▶ Elle permet de maintenir les cuisses en abduction et procure un soulagement au niveau des hanches, évitant le glissé avant.

Sangle pelvienne

Ensemble destiné aux personnes dépendantes




Composition tissu noir

Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton



| | Taille 1* | Taille 2* | Taille 3* | Taille 4* |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RÉFÉRENCE | 07.70700 | 07.70710 | 07.70720 | 07.70730 |
| a | 175 | 180 | 185 | 195 |
| b | 370 | 380 | 440 | 450 |
| c | 190 | 190 | 190 | 190 |

La culotte pelvienne

- ▶ Elle prévient de tout glissement du bassin vers l'avant et assure une assise confortable.

Culotte pelvienne Classique




Composition tissu noir

Tissu polyester sur ouate avec envers coton

Tissu : 100% polyester

Ouate : 100% polyester

Toile : 100% coton



| | Taille 1* | Taille 2* | Taille 3* |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RÉFÉRENCE | 07.70000 | 07.70010 | 07.70020 |
| a | 45 | 50 | 50 |
| b | 15 | 15 | 15 |
| c | 35 | 40 | 40 |
| d | 190 | 225 | 250 |
| e | 140 | 170 | 190 |

Culotte pelvienne Ergostyl



Composition

Maille grattée sur mousse polyuréthane avec envers bouclette

Maille grattée : 100% polyester


Mousse : 100% polyuréthane - 20 kg/m³

Bouclette : 80% coton - 20% polyester

Biais : 65% polyester - 35% coton

Sangles : 100% polyester

Boucles : nylon



| | Taille 1* | Taille 2* | Taille 3* |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| RÉFÉRENCE | 07.1320 | 07.1325 | 07.1330 |
| a | 46 | 48 | 48 |
| b | 43 | 43 | 43 |
| c | 64 | 67 | 67 |
| d | 180 | 220 | 270 |
| e | 130 | 130 | 160 |